

I Dettagli che fanno la differenza

Son los detalles los que marcan la diferencia





**fiocchetti** La Línea  
THE COLD MANUFACTURER

# L'AZIENDA

«THE COLD MANUFACTURER»

- + Fondata nel **1965**, Fiocchetti e' 100% **made in Italy**, leader nella refrigerazione biomedicale
- + **Incremento** della produzione di frigo negli ultimi dieci anni: 5% ogni anno
- + **Investimento** costante nella ricerca e sviluppo tecnologico: elettronica efficiente ed ai massimi livelli
- + Alto **livello di produttivita'** e **massima flessibilita'**
- + Formazione tecnica presso ns. sede, curata dai ns. tecnici
- + Sistema di qualita' **EN ISO 9001** dal 2000
- + Sistema di qualita' **EN ISO 13485**





## LA EMPRESA

«THE COLD MANUFACTURER»

- + Fundada en **1965**, Fiocchetti es 100% **made in Italy**, líder en la refrigeración biomédica
- + **Aumento** de la producción de frigoríficos en los últimos 10 años: 5% cada año
- + **Inversión constante** en investigación y desarrollo tecnológico: con electrónica eficiente al más alto nivel
- + **Alto nivel de producción** y máxima flexibilidad
- + Formación técnica directamente en nuestra empresa, mantenida por nuestros técnicos
- + Sistema de calidad **EN ISO 9001** desde hace 2000
- + Sistema de calidad **EN ISO 13485**



80 paesi • 80 países



# RETE DI DISTRIBUZIONE MONDIALE

## RED DE DISTRIBUCIÓN MUNDIAL



- + Rete di distribuzione capillare in piu' di **80 paesi** in tutto il mondo
- + Incremento esponenziale di distributori negli ultimi 10 anni
- + Assistenza tecnica presente in ogni regione

- + Vasta red de distribución en más de **80 países** en todo el mundo
- + Incremento exponencial de distribuidores en los últimos 10 años
- + Servicio posventa disponible en todas las regiones

## LINEE E CAMPI DI APPLICAZIONE

### Líneas y campos de aplicación



#### Linea LABORATORIO

Línea de LABORATORIO

- + LABOR
- + FREEZER
- + SUPERARTIC
- + LABOR 2T
- + SUPERARTIC 2T

#### Linea FARMACEUTICA

Línea para FARMACIAS

- + MEDIKA
- + MEDIKA 2T
- + VISION
- + VISION 2T

#### DISPOSITIVI MEDICALI

Línea de Equipos Médicos

- + EMOTECA
- + PLASMA-FREEZER
- + PLASMA-SUPERARTIC

# CARATTERISTICHE

## DISEÑO INDUSTRIAL




## PUNTI DI FORZA

### Puntos de fuerza

Utilizzo ottimale dello spazio tra le dimensioni e la capacità effettiva: volume aumentato del 10% in confronto ad altri frigoriferi ventilati.

Aprovechamiento óptimo del espacio entre tamaño de la unidad y capacidad real: volumen aumentado en un 10% en comparación con otros frigoríficos ventilados.




## ELETTRONICA DI CONTROLLO AI MASSIMI LIVELLI

### ELECTRÓNICA DE CONTROL AL MÁS ALTO NIVEL

- Grafici di dettaglio in tempo reale
- Descrizione dettagliata degli eventi
- Salvataggio dei dati su SD card o penna USB
- Connessione alla rete locale e analisi dei dati
- Protezione tramite password differenziate.


- Gráficos detallados en tiempo real
- Descripción detallada de los eventos.
- Almacenamiento de datos en tarjeta SD o memoria USB
- Conexión a la red local y análisis de datos
- Protección de contraseña diferenciada.



## REFRIGERAZIONE VENTILATA

### Enfriamiento ventilado


- Ripristino della temperatura dopo l'apertura della porta
- Uniformità delle temperature superiore allo standard
- *La temperatura se restablece después de abrir la puerta*
- *Uniformidad de temperatura superior al estándar*



## SBRINAMENTO A GESTIONE AVANZATA

### Descongelación avanzada


- Ciclo di sbrinamento, solo se necessario
- Il controllore innesca uno sbrinamento solo in caso di eccessiva formazione di ghiaccio nell'evaporatore
- Uniformità di temperatura per salvaguardare i prodotti contenuti
- *Ciclo de descongelación, solo si es necesario*
- *El controlador activa un desescarche solo en caso de formación excesiva de hielo en el evaporador*
- *Uniformidad de temperatura para guardar los productos contenidos*




# PERFORMANCE SUPERIORE

## RENDIMIENTO SUPERIOR

- Uniformita' di temperatura secondo NFX 15-140
- Temperatura costante
- Rapido ripristino dopo l'apertura della porta e il ciclo di sbrinamento
- *Uniformidad de temperatura según NFX 15-140*
- *Temperatura estable*
- *Recuperación rápida de la temperatura después de abrir la puerta y después del ciclo de descongelación*



Statistica di uniformita' fra le sonde - Estadísticas de uniformidad entre las sondas



## OPTIONAL E ACCESSORI

### OPCIONALES Y ACCESORIOS

Serratura elettronica, protetta da password  
*Cerradura electrónica-digital,  
protecta con contraseña*



Simulatore di prodotto con sonda PT100  
*PT100 para la simulación de temperatura  
del producto*



Ruote, di cui n. 2 con freno o rullini  
*Ruedas (n. 2 con freno) o rueditas unidireccionales*



Modulo GSM con notifica SMS

*Modulo GSM con aviso SMS*



Porta RJ-45 per connessione LAN  
*Puerto RJ-45 para conexión LAN*



Morsettiera esterna per contatti puliti, porta RS-485 e segnali 4-20mA  
*Caja de borne externa con puertos RS-485 y 4-20mA*



Kit di batterie back-up per allarme di assenza corrente  
*Kit de baterías de respaldo para la alarma da apagón*



Stabilizzatore di tensione di rete  
*Estabilizador de tensión de red*





ISO 9001

ISO 13485

DEP102 RevA

The manufacturer can modify at any time the models described in this catalogue for technical or commercial reasons. The pictures don't necessarily show the product in the standard version. Le constructeur pourra apporter dans quelque moment des modifications aux modèles mentionnés dans ce catalogue, pour raisons techniques ou commerciales. Les photos ne montrent pas nécessairement les produits en version standard.

**fiocchetti** La Línea  
THE COLD MANUFACTURER

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L. s.n.c. Via Panagulis 48 - 42045 Luzzara (RE) - ITALY - tel. +39 0522 976232 - fax +39 0522

[www.fiocchetti.it](http://www.fiocchetti.it) - [info@fiocchetti.it](mailto:info@fiocchetti.it)