



Caratteristiche

Capacità	65 lt (2,30 cu ft)
Dimensioni d'ingombro (L x P x H)	cm 70 x 44 x 47 <i>Dimensioni interne (L x P x H) cm 47 x 37,5 x 35 (+ vano 15 x 37,5 x 17); Peso kg 24</i>
Struttura ed Isolamento	Materiale plastico atossico int. ed est., spessore 40 mm
Porta	n.1 coperchio cieco
Serratura con chiave	
Dotazione interna	Nr.1 cestello dim. cm. 46 x 36 x 32 (L x P x H) Nr.2 cavi (accendisigari e per corrente alternata)
Controllore	Termostato elettronico digitale
Allarmi	Acustico-visivi per deviazioni di temperatura
Refrigerazione	Statica
Sbrinamento	manuale

Dati Tecnici

Dettagli	<ul style="list-style-type: none">• Refrigerante: R600a CFC free• Tensione di alimentazione: 12V/24V; 110V/240V/50Hz-60Hz• Corrente assorbita nominale 12 Vcc: 3,68 A• Potenza assorbita nominale: 45 W• Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+32 °C; umidità 60%• Presa: N.2 connettori per le diverse alimentazioni (Schuko + Accendisigari)
Conformità Direttive	2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
Imballo	Cartone su pallet <i>Dim. cm.80x60x63; Kg.32</i> <ul style="list-style-type: none">• Possibilità di imballo in gabbia di legno: dim. cm.85x57x69; Kg.45

Accessori

Alimentatore 230V	+10 / -20 °C
--------------------------	--------------

Accessori

Registratore grafico di temperatura

Datalogger