

SUPERFREEZER ECO 70**Caratteristiche**

Campo Temperatura	-16/-32 °C
Capacità	70 lt (2,47 cu ft)
Dimensioni d'ingombro (L x P x H)	cm 55 X 66 X 63,5 <i>Peso kg 30</i>
Struttura ed Isolamento	esterno in acciaio plastificato bianco/interno in materiale plastico atossico, spessore 65 mm
Porta	n.1 porta cieca
Dotazione interna	n.2 cassette
Controllore	Termostato digitale LCD
Allarmi	Visivo per alta temperatura
Refrigerazione	Statica
Sbrinamento	Manuale

Dati Tecnici

Dettagli	<ul style="list-style-type: none">• Refrigerante: R600a CFC free• Tensione di alimentazione: 230V/1/50Hz• Classe energetica: A+• Rumorosità < 40 dB• Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+43 °C; umidità 60%• Presa: Schuko
Conformità Direttive	2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
Imballo	Cartone su pallet <i>Dim. cm.66x72x83; Kg.37</i> <ul style="list-style-type: none">• Possibilità di imballo in gabbia di legno: dim. cm.66x83x89; Kg.56

Accessori

Serratura con chiave

DMLP UNIT

Modulo esterno con DMLP DIGITAL MONITOR: sistema di allarme e registrazione temperature con batteria a tampone
- Registratore di temperatura ed allarmi su SD Card estraibile, con memoria degli ultimi 5 anni e registrazione ogni minuto. La Sd è collegabile a qualsiasi Pc tramite card-reader e include il software (Capture) con cui è possibile scaricare, salvare e stampare tutti i dati sotto forma di grafico o tabella.
- Batteria a tampone che garantisce allarmi e registrazione delle temperature anche in assenza di corrente. La batteria ha una durata di circa 12 ore in caso di black-out
- Predisposizione per allarme remoto (contatto pulito) + porta RS485

DMLP PRINTER

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.
Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy
Tel. +39 0522 976232- Fax +39 0522 976028
info@fiocchetti.it - www.fiocchetti.it
P.I.00934960352
Registro A.E.E. IT8020000002833