

AF1103A

**Caratteristiche**

Dimensioni d'ingombro (L x P x H)	cm 59,2 x 67,5 x 113
Struttura ed Isolamento	acciaio inox int. ed est.
Piedi regolabili in altezza	
Tipo di ghiaccio	granulare
Tipo di refrigerazione	aria
Produzione Kg/24h (fino a)	108
Capacità serbatoio (kg)	30
Peso	kg 65

Dati Tecnici

Dettagli	<ul style="list-style-type: none">• Refrigerante: R134A CFC free• Tensione di alimentazione: 230V/1/50Hz• Potenza assorbita: 12,5 kW/h• Consumo acqua l/h: 3,3• Consumo elettrico: 470 W• Fusibile (A): 10• Potenza Frigorifera Btuh/W: 3270• Temperatura ingresso acqua min/max: 5°C-35°C• Pressione min/max: 1 bar/5 bar• Rumorosità < 66 dB• Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+32 °C; umidità 60%
-----------------	--

Conformità Direttive	2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
-----------------------------	--

Imballo	Cartone su pallet
----------------	-------------------

Dim. cm.70 x 66 x 128; Kg.81

Accessori

Kit per acqua demineralizzata

Frequenza 60 Hz

Voltaggio 115 V

Imballo in gabbia

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy

Tel. +39 0522 976232- Fax +39 0522 976028

info@fiocchetti.it - www.fiocchetti.it

P.I.00934960352

Registro A.E.E. IT8020000002833