

## AF1156W



## Caratteristiche

<b>Dimensioni d'ingombro (L x P x H)</b>	cm 95 x 65,5 x 113
<b>Struttura ed Isolamento</b>	acciaio inox int. ed est.
<b>Piedi regolabili in altezza</b>	
<b>Tipo di ghiaccio</b>	granulare
<b>Tipo di refrigerazione</b>	acqua
<b>Produzione Kg/24h (fino a)</b>	155
<b>Capacità serbatoio (kg)</b>	55

## Dati Tecnici

<b>Dettagli</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Refrigerante: R134A CFC free</li><li>• Tensione di alimentazione: 230V/1/50Hz</li><li>• Potenza assorbita: 9 kW/h</li><li>• Consumo acqua l/h: 76</li><li>• Consumo elettrico: 510 W</li><li>• Fusibile (A): 10</li><li>• Potenza Frigorifera Btuh/W: 1420</li><li>• Temperatura ingresso acqua min/max: 5°C-35°C</li><li>• Pressione min/max: 1 bar/5 bar</li><li>• Rumorosità &lt; 64 dB</li><li>• Temperatura Ambiente di utilizzo: +18/+43 °C; umidità 60%</li></ul>
-----------------	--

<b>Conformità Direttive</b>	2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
<b>Imballo</b>	Cartone su pallet
<b>note</b>	Disponibile anche nella versione con condensatore raffreddato ad aria

## Accessori

Kit per acqua demineralizzata

Frequenza 60 Hz

Voltaggio 115 V

Imballo in gabbia

**FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.**

Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy  
Tel. +39 0522 976232- Fax +39 0522 976028  
info@fiocchetti.it - www.fiocchetti.it  
P.I.00934960352  
Registro A.E.E. IT802000002833