

AF1206W**Caratteristiche**

Dimensioni d'ingombro (L x P x H)	cm 95 x 65,5 x 113
Struttura ed Isolamento	acciaio inox int. ed est.
Piedi regolabili in altezza	
Tipo di ghiaccio	granulare
Tipo di refrigerazione	acqua
Produzione Kg/24h (fino a)	200
Capacità serbatoio (kg)	55
Peso	kg 77

Dati Tecnici

Dettagli	<ul style="list-style-type: none">• Refrigerante: R134A CFC free• Tensione di alimentazione: 230V/1/50Hz• Potenza assorbita: 9 kW/h• Consumo acqua l/h: 99,4• Consumo elettrico: 650 W• Fusibile (A): 10• Potenza Frigorifera Btuh/W: 1900• Temperatura ingresso acqua min/max: 5°C-35°C• Pressione min/max: 1 bar/5 bar• Rumorosità < 66 dB• Temperatura Ambiente di utilizzo: +18/+43 °C; umidità 60%
Conformità Direttive	2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
Imballo	Cartone su pallet
note	Disponibile anche nella versione con condensatore raffreddato ad aria

Accessori

Kit per acqua demineralizzata	
Frequenza 60 Hz	
Voltaggio 115 V	
Imballo in gabbia	

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.
Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy
Tel. +39 0522 976232- Fax +39 0522 976028
info@fiocchetti.it - www.fiocchetti.it
P.I.00934960352
Registro A.E.E. IT8020000002833