

B18A**Caratteristiche**

Dimensioni d'ingombro (L x P x H)	cm 34 x 46 x 60
Struttura ed Isolamento	acciaio inox int. ed est.
Tipo di ghiaccio	cubetti
Tipo di refrigerazione	aria
Produzione Kg/24h (fino a)	20
Capacità serbatoio (kg)	6
Peso	kg 28

Dati Tecnici

Dettagli	<ul style="list-style-type: none">• Refrigerante: R134a CFC free• Tensione di alimentazione: 230V/1/50Hz• Consumo elettrico Kwh/24h: 7• Consumo acqua l/h: 3• Fusibile (A): 10• Potenza Frigorifera Btuh/W: 1910• Temperatura ingresso acqua min/max: 5°C-35°C• Pressione min/max: 1 bar/5 bar• Rumorosità < 61 dB• Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+32 °C; umidità 60%
-----------------	---

Conformità Direttive	2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
-----------------------------	--

Imballo	Cartone su pallet <i>Dim. cm.43 x 58 x 86; Kg.33</i> <ul style="list-style-type: none">• Possibilità di imballo in gabbia di legno: dim. cm. 49 x 67 x 89; Kg. 51
----------------	---

Accessori

Imballo in gabbia

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.
Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy
Tel. +39 0522 976232- Fax +39 0522 976028
info@fiocchetti.it - www.fiocchetti.it
P.I.00934960352
Registro A.E.E. IT8020000002833