

## B18W



## Caratteristiche

<b>Dimensioni d'ingombro (L x P x H)</b>	cm 34 x 46 x 60
<b>Struttura ed Isolamento</b>	acciaio inox int. ed est.
<b>Tipo di ghiaccio</b>	cubetti
<b>Tipo di refrigerazione</b>	acqua
<b>Produzione Kg/24h (fino a)</b>	20
<b>Capacità serbatoio (kg)</b>	6
<b>Peso</b>	kg 28

## Dati Tecnici

## Dettagli

- Refrigerante: R134a CFC free
- Tensione di alimentazione: 230V/1/50Hz
- Consumo elettrico Kwh/24h: 5
- Consumo acqua l/h: 17
- Fusibile (A): 10
- Potenza Frigorifera Btuh/W: 1910
- Temperatura Ingresso acqua min/max: 5°C-35°C
- Pressione min/max: 1 bar/5 bar
- Rumorosità < 61 dB
- Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+32 °C; umidità 60%

**Conformità Direttive** 2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni

**Imballo** Cartone su pallet

*Dim. cm.43 x 58 x 86; Kg.33*

- Possibilità di imballo in gabbia di legno: dim. cm. 49 x 67 x 89; Kg. 51

## Accessori

Imballo in gabbia

**FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.**  
Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy  
Tel. +39 0522 976232- Fax +39 0522 976028  
info@fiocchetti.it - www.fiocchetti.it  
P.I.00934960352  
Registro A.E.E. IT8020000002833