

B40W



Caratteristiche

Dimensioni d'ingombro (L x P x H) cm 46,7x 57 x 69

Struttura ed Isolamento acciaio inox int. ed est.

Piedi regolabili in altezza

Tipo di ghiaccio cubetti

Tipo di refrigerazione acqua

Produzione Kg/24h (fino a) 38

Capacità serbatoio (kg) 15

Peso kg 35

Dati Tecnici

Dettagli

- Refrigerante: R134A CFC free
- Tensione di alimentazione: 230V/1/50Hz
- Consumo elettrico kWh/24h: 8
- Consumo acqua l/h: 34
- Fusibile (A): 10
- Potenza Frigorifera Btuh/W: 1200
- Temperatura ingresso acqua min/max: 5°C-35°C
- Pressione min/max: 1 bar/5 bar
- Rumorosità < 59 dB
- Temperatura Ambiente di utilizzo: +18/+43 °C; umidità 60%

Conformità Direttive 2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni

Imballo Cartone su pallet

Dim. cm.70 x 66 x 105; Kg.41

- Possibilità di imballo in gabbia di legno: dim. cm.74 x 74 x 106; Kg. 55

note Disponibile anche nella versione con condensatore raffreddato ad aria

Accessori

Kit 4 piedi (+135 mm H)

Frequenza 60 Hz

Imballo in gabbia

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy

Tel. +39 0522 976232- Fax +39 0522 976028

info@fiocchetti.it - www.fiocchetti.it

P.I.00934960352

Registro A.E.E. IT8020000002833