



Caratteristiche

Dimensioni d'ingombro (L x P x H)	cm 53,5 x 60 x 91 / 103,3
Struttura ed Isolamento	acciaio inox int. ed est.
Piedi regolabili in altezza	
Tipo di ghiaccio	cubetti
Tipo di refrigerazione	aria
Produzione Kg/24h (fino a)	75
Capacità serbatoio (kg)	40
Peso	kg 65

Dati Tecnici

Dettagli

- Refrigerante: R134A CFC free
- Tensione di alimentazione: 230V/1/50Hz
- Consumo elettrico kWh/24h: 15
- Consumo acqua l/h: 8
- Fusibile (A): 10
- Potenza Frigorifera Btu/h/W: 5360
- Temperatura ingresso acqua min/max: 5°C-35°C
- Pressione min/max: 1 bar/5 bar
- Rumorosità < 58 dB
- Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+32 °C; umidità 60%

Conformità Direttive	2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
-----------------------------	--

Imballo	Cartone su pallet
----------------	-------------------

Dim. cm.76 x 63 x 113; Kg.77

- Possibilità di imballo in gabbia di legno: dim. cm.87 x 69 x 112; Kg. 93

note	Disponibile anche nella versione con condensatore raffreddato ad acqua
-------------	--

Accessori

Frequenza 60 Hz

Imballo in gabbia

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy
Tel. +39 0522 976232- Fax +39 0522 976028
info@fiocchetti.it - www.fiocchetti.it
P.I.00934960352
Registro A.E.E. IT8020000002833