

**B65W****Caratteristiche**

<b>Dimensioni d'ingombro (L x P x H)</b>	cm 53,5 x 60 x 91 / 103,3
<b>Struttura ed Isolamento</b>	acciaio inox int. ed est.
<b>Piedi regolabili in altezza</b>	
<b>Tipo di ghiaccio</b>	cubetti
<b>Tipo di refrigerazione</b>	acqua
<b>Produzione Kg/24h (fino a)</b>	75
<b>Capacità serbatoio (kg)</b>	40
<b>Peso</b>	kg 45

**Dati Tecnici**

<b>Dettagli</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Refrigerante: R134A CFC free</li><li>• Tensione di alimentazione: 230V/1/50Hz</li><li>• Consumo elettrico kWh/24h: 13</li><li>• Consumo acqua l/h: 41</li><li>• Fusibile (A): 10</li><li>• Potenza Frigorifera Btuh/W: 1570</li><li>• Temperatura ingresso acqua min/max: 5°C-35°C</li><li>• Pressione min/max: 1 bar/5 bar</li><li>• Rumorosità &lt; 58 dB</li><li>• Temperatura Ambiente di utilizzo: +18/+43 °C; umidità 60%</li></ul>
<b>Conformità Direttive</b>	2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
<b>Imballo</b>	Cartone su pallet  <i>Dim. cm.76 x 63 x 113; Kg.52</i>  <ul style="list-style-type: none"><li>• Possibilità di imballo in gabbia di legno: dim. cm.87 x 69 x 112; Kg. 68</li></ul>
<b>note</b>	Disponibile anche nella versione con condensatore raffreddato ad aria

**Accessori**

Frequenza 60 Hz

Imballo in gabbia

**FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.**

Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy  
Tel. +39 0522 976232- Fax +39 0522 976028  
info@fiocchetti.it - www.fiocchetti.it  
P.I.00934960352  
Registro A.E.E. IT8020000002833