

BF80A



Caratteristiche

Dimensioni d'ingombro (L x P x H)	cm 53 x 63 x 92,1
Struttura ed Isolamento	acciaio inox int. ed est.
Piedi regolabili in altezza	
Tipo di ghiaccio	granulare
Tipo di refrigerazione	aria
Produzione Kg/24h (fino a)	70
Capacità serbatoio (kg)	25
Peso	kg 51

Dati Tecnici

Dettagli	<ul style="list-style-type: none">• Refrigerante: R134a CFC free• Tensione di alimentazione: 230V/1/50Hz• Potenza assorbita: 7,5 kW/h• Consumo acqua l/h: 2,2• Consumo elettrico: 330 W• Fusibile (A): 10• Potenza Frigorifera Btu/h/W: 2286• Temperatura ingresso acqua min/max: 5°C-35°C• Pressione min/max: 1 bar/5 bar• Rumorosità < 60 dB• Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+32 °C; umidità 60%
Conformità Direttive	2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
Imballo	Cartone su pallet <i>Dim. cm.60 x 69 x 98; Kg.60</i> <ul style="list-style-type: none">• Possibilità di imballo in gabbia di legno: dim. cm.65 x 77 x 101; Kg. 80
note	Disponibile anche nella versione con condensatore raffreddato ad acqua

Accessori

Frequenza 60 Hz

Imballo in gabbia

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy
Tel. +39 0522 976232- Fax +39 0522 976028
info@fiocchetti.it - www.fiocchetti.it
P.I.00934960352
Registro A.E.E. IT8020000002833